

Herkennen GS1-barcode:

Een GS1-code is bij medische hulpmiddelen een GS1 Data-Matrix of een GS1-128 barcode, die begint met (01).



Deze codes bestaan uit (een selectie van) de volgende velden:

- (01) GTIN (= global trade item number), de artikelidentificatie
- (17) expiratiedatum
- (10) lot/batchnummer
- (21) serienummer

Deze velden zijn internationaal afgestemd. Soms heeft de fabrikant ook andere informatie in de barcode opgenomen, zoals (11) productiedatum. Deze informatie hoeft u echter niet op te slaan.

Leveranciers plaatsen GS1-codes

Gedreven door o.a. Europese en Nederlandse wetgeving, respectievelijk de Medical Device Regulation for Unique Device Identifier (UDI), het Afspraken Document Codering medische hulpmiddelen (ADC) en het Landelijk Implantaten Register (LIR), moeten leveranciers van implantaten een gestandaardiseerde (bar)code op de verpakking plaatsen. Voor meer informatie over de UDI, zie <https://www.gs1.nl/sectoren/gezondheidszorg/gs1-barcodes/coderen>

Gebruik barcodescanner:

Om te waarborgen dat alleen juiste GS1-barcodes in de database terecht komen (en doorgegeven worden naar het Landelijk Implantaten Register), is de scanner enkel te gebruiken bij merken die de juiste GS1-barcodes hanteren op alle geleverde implantaten. Periodiek worden nieuwe merken aan deze lijst toegevoegd. In de andere gevallen moet de barcode handmatig worden ingevuld.

- De gebruikte barcodescanner moet overweg kunnen met GS1-128 Barcode en/of GS1 Data-Matrix.
- Ga met uw cursor in het roodomrande vak staan (afbeelding 1) en scan de GS1-code. Als dit nummer gescand is, gaat u door naar de volgende pagina. Bij een juiste GS1-code zijn de GTIN, de expiratiedatum, het lotnummer en het serienummer automatisch ingevuld (afbeelding 2).
- Let op: het referentienummer dient nog wel handmatig ingevuld te worden. Deze informatie zit namelijk niet in de barcode opgeslagen.


- Om het gebruiksgemak te vergroten, is het prettig als de scanner de barcode automatisch herkent en leest tijdens het scannen. Dit regelt u in de configuratie van de scanner.

Voor meer instructies over de installatie van de scanner is het raadzaam om contact op te nemen met de IT-afdeling van uw zorgcentrum. Indien er meer hulp gewenst is, dan kunt u contact opnemen met GS1 Nederland.

Contactgegevens GS1 Nederland:

Customer support: (020) 511 38 88
E-mail: healthcare@gs1.nl
Website: www.gs1.nl/sectoren/gezondheidszorg

Afbeelding 1




i Manufacturer*
Mentor

i Using GS1 barcode scanner?*
 No, enter details manually
 Yes

i GS1 barcode. Code starts with (01)*

Next section >

Afbeelding 2



i Reference No*
Dit veld dient u handmatig in te vullen

i Barcode Processing Status
 Success
 Failure

GS1 (= GTIN)
08712345678906

Expiry Date
151231

i Lot Number*
10ABCDEF123456

i Serial Number*
123

Next section >